

# #AUDIOPROTESISTA INSIEME A TE!

*Gentile Cliente,  
in questo momento di emergenza vogliamo  
esprimerti la nostra vicinanza con la  
fiducia che presto arrivino tempi migliori.*

*Per la tua sicurezza, abbiamo pensato di  
inviarti questa guida per attuare alcuni  
interventi di emergenza nel tuo apparecchio  
acustico a casa, per evitare il più  
possibile gli spostamenti.*



# COVID-19

*Conosciamo tutti la situazione di emergenza nazionale che il nostro paese sta affrontando per contrastare la diffusione del virus COVID-19. In CRAI stiamo seguendo con la massima attenzione tutte le istruzioni richieste dal Ministero della Salute con l'obiettivo di mantenere massimi standard di sicurezza e di servizio.*

*Ma abbiamo deciso di fare di più per aiutarvi ad affrontare questa situazione difficile, insieme, perchè se ognuno di noi, proprio come in un ingranaggio, farà la sua parte riusciremo ad affrontare meglio la situazione e uscirne limitando al massimo le conseguenze e ritornare quanto prima alla normalità.*

*Per la tua sicurezza, abbiamo pensato di inviarti questa guida per attuare alcuni interventi di emergenza nel tuo apparecchio acustico a casa, per evitare il più possibile gli spostamenti.*

# #GUIDA N°3

**SEMPRE AL VOSTRO FIANCO**

La manutenzione e la cura del tuo apparecchio acustico è sempre importante, ed in questo periodo lo è anche di più.

Diventa dunque **essenziale**, per **garantirne il completo funzionamento ed evitare spostamenti per la riparazione**, avere le giuste indicazioni per poter curare il proprio apparecchio **comodamente da casa**.

Di seguito una piccola guida per mantenere sempre pulito il tuo apparecchio acustico.




# 1. PREPARA L'OCCORRENTE



- Contenitore bianco per igienizzazione;
- Pastiglie deumidificanti;

# ***COSA NON FARE!***



## **NON VERSARE MAI**

l'acqua nel contenitore. La deumidificazione degli apparecchi acustici avviene utilizzando una "pastiglia" che raccoglie appositamente l'umidità e sanifica il tuo apparecchio, quindi l'acqua **NON** è necessaria.



# 2. COSA FARE! PROCEDURA



**1. È IMPORTANTISSIMO**  
togliere la batteria dal “vano  
batteria” dell’apparecchio  
acustico

# 2.1 PROCEDURA DEUMIDIFICAZIONE



**2.** Inserire gli apparecchi acustici CON IL VANO BATTERIA APERTO nel contenitore bianco



**3.** Mettere una capsula di asciugatura nel contenitore bianco. Successivamente, chiudere con il coperchio e lasciare l'apparecchio acustico tutta la notte nel bicchiere insieme alla capsula di asciugatura.



## 2.2 PROCEDURA DEUMIDIFICAZIONE

**4.** Ripetere l'asciugatura ogni giorno a seconda dell'umidità sviluppata (a causa del sudore o dell'umidità dell'aria). La capsula di asciugatura si può riutilizzare finchè il colore del contenuto della capsula non diventa completamente bianco. **NON APRIRE** la capsula.





***#ANDRÁTUTTOBENE***